

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné
	Matrica	Parameter	Princíp	Označenie	špecifikácie
	1	2	3	4	5
1.	Živné pôdy: Základný krvný agar	Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Staphylococcus aureus Escherichia coli Enterococcus faecalis	Kultivačne	Manual MERCK, BIORAD, BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.1/	MKM 01011/PM/ MKM 01100/D 120x120/ kvalitatívne
	MacConkey agar s kryštálovou violetou	Escherichia coli Salmonella enteritidis Proteus vulgaris Staphylococcus aureus		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.2/	MKM 03012/PM/ MKM 03912/PM/ MKM 43012/PM otlačok/ MKM 10220/500ml/ kvalitatívne
	GTK agar	Staphylococcus aureus Escherichia coli Bacillus subtilis		STN EN ISO 11133 ŠPP č.1/A, príloha č.3/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.3/	MKM 10046/PM/ MKM 09022/180 ml/ MKM 10069/500 ml/ MKM 40046/PM otlačok/ kvantitatívne
	GKCH agar	Saccharomyces cerevisiae Staphylococcus aureus Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.4/	MKM 10045/PM/ MKM 09023/180ml/ MKM 09029/500ml/ kvalitatívne
	Dezoxycholát-citrátový agar	Salmonella enteritidis Salmonella typhi murium Shigella flexneri Proteus mirabilis Staphylococcus aureus		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.5/	MKM 03013/PM/ MKM 03913/PM/ MKM 03036/H/PM kvalitatívne
	V.Č.Ž.L. agar	Escherichia coli Salmonella enteritidis Enterococcus faecalis		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.6/ Manual HIMEDIA, BIORAD /ŠPP č.1/B, príloha č.6/	MKM 10047/PM/ MKM 09021/180ml/ MKM 09025/500ml/ kvantitatívne
	XLD agar	Salmonella enteritidis Shigella flexneri Enterobacter cloacae Staphylococcus aureus		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.7/ Manual MERCK, HIMEDIA, BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.7/	MKM 04020/PM/ MKM 10117/180ml/ kvalitatívne
	MYP agar	Bacillus cereus Bacillus subtilis Escherichia coli		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.8/ Manual BIOMARK, HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.8/	MKM 10017/PM/ kvantitatívne
	TBX	Escherichia coli Salmonella enteritidis Proteus mirabilis Enterococcus faecalis		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.9/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.9/	MKM 10030/PM/ MKM 10031/180 ml/ MKM 10184/500ml/ kvantitatívne
	m-CP agar	Clostridium perfringens Escherichia coli Staphylococcus aureus		STN EN ISO 11133 Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.10/	MKM 10014/PM/ MKM 10218/180 ml/ MKM 10219/500 ml/ kvantitatívne
	Čokoládový agar pre Campylobacter jejuni	Campylobacter jejuni Escherichia coli		Manual MERCK, BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.11/	MKM 04014/PM/ kvalitatívne
	Schaedler agar	Clostridium perfringens Bacteroides fragilis Streptococcus pyogenes		Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.12/	MKM 01017/PM/ MKM 01917/PM/ kvalitatívne
	Baird- Parker agar	Staphylococcus aureus Escherichia coli Staphylococcus epidermidis		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.13/ Manual BIOMARK, HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.13/	MKM 09031/PM/ MKM 09531/PM60/ kvantitatívne
	Živný agar č.2	Escherichia coli Salmonella enteritidis Enterobacter aerogenes		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.14/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.14/	MKM 10040/PM/ MKM 10041/180 ml/ MKM 10073/500ml/ kvalitatívne
	V agar	Gardnerella vaginalis Escherichia coli		Manual HIMEDIA, BIORAD, BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.15/	MKM 01014/PM/ kvalitatívne
	Sabouraudov agar	Candida albicans Saccharomyces cerevisiae Escherichia coli		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.16/ Manual HIMEDIA, BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.16/	MKM 03017/PM/ MKM 06021/šikmý/ MKM 09028/500ml/ MKM 10176/180ml/ kvantitatívne MKM 06040/šikmý/sk.16x100
	Sabouraudov agar s CMP	Candida albicans Escherichia coli		Manual HIMEDIA, BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.17/	MKM 03018/PM/ MKM 10027/180ml/ MKM 10114/250ml/ MKM 06029/šikmý/ kvalitatívne MKM 06043/šikmý/sk.16x100

## Flexibilný rozsah akreditácie MkB Test,a.s. Rosina

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné
	Matrica	Parameter	Princíp	Označenie	špecifikácie
	1	2	3	4	5
1.	Živné pôdy: Sabouraudov agar s CMP+CHM	Candida albicans Escherichia coli	Kultivačne	Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.18/	MKM 03019/PM/ MKM 10180/180ml/ MKM 06030/šikmý/ kvalitatívne MKM 06044/šikmý/sk.16x100
	Perfringens agar	Clostridium perfringens Clostridium sordelii		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.19/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.19/	MKM 04055 /PM/ kvantitatívne
	BHI agar	Clostridium perfringens Streptococcus pneumoniae Shigella flexneri		Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.20/	MKM 01016/PM/ kvalitatívne
	Pseudomonas agar	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Proteus vulgaris		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.21/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.21/	MKM 04056/PM/ kvantitatívne
	Slanetz- Bartley agar	Enterococcus faecalis Escherichia coli		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.22/ Manual BBL ,HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.22/	MKM 03041/PM/ kvantitatívne
	Simmons-citrátový agar	Escherichia coli Enterobacter aerogenes		Manual HIMEDIA, MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.23/	MKM 04026/PM/ MKM 07013/1 ml/ kvalitatívne
	Bacillus cereus agar	Bacillus cereus Bacillus subtilis Escherichia coli		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.24/ Manual BIOMARK,HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.24/	/PM/ kvalitatívne
	Karmali agar	Campylobacter jejuni Escherichia coli		Manual OXOID,Himedia /ŠPP č.1/B, príloha č.25/	MKM 04013/PM/ MKM 04913/PM/ kvalitatívne
	Casman agar	Neisseria gonorrhoeae Haemophilus influenzae Streptococcus pyogenes		Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.26/	MKM 01021/PM/ kvalitatívne
	Casman agar s ATB	Neisseria gonorrhoeae Neisseria meningitidis Escherichia coli		Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.27/	MKM 01022/PM/ kvalitatívne
	GO agar	Neisseria gonorrhoeae Haemophilus influenzae Streptococcus pneumoniae		Manual IMUNA, HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.28/	MKM 01012/PM/ kvalitatívne
	GO agar s ATB	Neisseria gonorrhoeae Neisseria meningitidis Escherichia coli		Manual IMUNA,BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.29/	MKM 01013/PM/ kvalitatívne
	Čokoládový agar základný	Haemophilus influenzae Staphylococcus aureus		Manual HIMEDIA,BIORAD,BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.30/	MKM 01018/PM/ kvalitatívne
	Čokoládový agar s bacitracínom	Haemophilus influenzae Staphylococcus aureus		Manual HIMEDIA, BIORAD,BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.31/	MKM 01019/PM/ kvalitatívne
	Čokoládový agar s HI 2	Haemophilus influenzae Staphylococcus aureus		Manual HIMEDIA, BIORAD, BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.32/	MKM 01015/PM/ kvalitatívne
	VRE agar	Enterococ. faecalis CCM 4224 Enterococ. faecalis CCM 4647		Manual OXOID, BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.33/	MKM 02018/PM/ kvalitatívne
	VRBG agar	Escherichia coli Salmonella enteritidis Staphylococcus aureus Enterococcus faecalis		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.34/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.34/	MKM 10048/PM/ MKM 10039/180 ml/ MKM 09026/500ml/ kvantitatívne
	Wilkins Chalgren agar	Clostridium perfringens Bacteroides fragilis		Manual HIMEDIA, /ŠPP č.1/B, príloha č.35/	MKM 02017/PM/ kvalitatívne
	Winkleho agar	Escherichia coli 0157 Salmonella enteritidis		Manual HIMEDIA, BIORAD, BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.36/	MKM 04027/PM/ kvalitatívne
	Žič-eskulín agar	Enterococcus faecalis Escherichia coli		Manual BIORAD, HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.37/	MKM 04054/PM/ MKM 07015/2 ml/ kvalitatívne
	Žitkový agar	Clostridium perfringens		Manual OXOID /ŠPP č.1/B, príloha č.38/	MKM 04012/PM/ kvalitatívne
	MRSA agar	Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus MRSA		Manual OXOID /ŠPP č.1/B, príloha č.39/	MKM 02052/PM/ kvalitatívne
	Edwardsov agar	Streptococcus agalactiae Enterococcus faecalis Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.40/	MKM 03042/PM/ kvalitatívne
Cled agar	Escherichia coli Proteus vulgaris	Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.41/	MKM 03045/PM/ MKM 10221/500ml/ kvalitatívne		
TBA agar	Escherichia coli Enterobacter aerogenes	Manual OXOID /ŠPP č.1/B, príloha č.42/	MKM 10082/PM/ kvalitatívne		

## Flexibilný rozsah akreditácie MkB Test,a.s. Rosina

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné
	Matrica	Parameter	Princíp	Označenie	špecifikácie
	1	2	3	4	5
1.	Živné pôdy: Laktóza TTC	Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Bacillus cereus	Kultivačne	STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.43/ Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.43/	MKM 09033/PM/ MKM 09533/PM60/ kvantitatívne
	CASO agar	Streptococcus pyogenes Staphylococcus aureus Bacillus subtilis Escherichia coli		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.44/	/PM/ kvalitatívne
	Urea agar	Escherichia coli Proteus vulgaris		Manual OXOID, HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.45/	MKM 07014/2ml/ kvalitatívne
	Mal agar s briliantovou zeleňou	Escherichia coli Salmonella enteritidis Proteus mirabilis		Manual IMUNA /ŠPP č.1/B, príloha č.46/	MKM 04052/PM/ kvalitatívne
	m-FC agar	Escherichia coli Salmonella typhimurium Shigella flexneri Enterococcus faecalis		Manual MERCK, HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.47/	MKM 10015/PM/ kvalitatívne
	Oxa agar	Staphyl.aureus MRSA Staphyl.aureus MSSA		Manual OXOID,BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.48/	MKM 02014/6 mg//PM kvalitatívne
	Agar podľa Hajna	Escherichia coli Shigella flexneri Salmonella enteritidis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.49/	MKM 07011/6,5 ml/ šikmo MKM 07047/2ml/sk.12x85rovné MKM 07048/3ml/šikmo kvalitatívne
	CIN agar	Yersinia enterocolitica Escherichia coli Proteus mirabilis		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.50/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.50/	MKM 04021/PM/ kvalitatívne
	Krvný agar pre Bordetella pertussis	Bordetella pertussis Bordetella bronchiseptica		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.51/	MKM 04023/PM/ kvalitatívne
	Endo agar	Escherichia coli Salmonella typhi murium Shigella flexneri Klebsiella pneumoniae Enterococcus faecalis		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.52/	MKM 03011/PM/ MKM 10050/180 ml/ kvalitatívne
	Cetrimid agar	Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Staphylococcus aureus		Manual BIOMARK,HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.53/	MKM 09034/PM/ kvalitatívne
	Agar s kvasničným extraktom	Escherichia coli Salmonella enteritidis Salmonella typhimurium		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.54/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.54/	MKM 10049/PM/ MKM 10056/180ml/ MKM 10057/500 ml/ kvantitatívne
	Clauberg agar	Corynebacterium diptheriae Klebsiella pneumoniae		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.55/	MKM 04022/PM/ kvalitatívne
	Clostridium difficile agar	Clostridium difficile Escherichia coli Staphylococcus aureus		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.56/	MKM 04059 /PM/ kvalitatívne
	TCBS agar	Vibrio parahaemolyticus Escherichia coli Proteus vulgaris		Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.57/	MKM 04024/PM/ MKM 04075/25 ml/ kvalitatívne
	Krvný agar s 5 % NaCl	Staphylococcus aureus Proteus mirabilis Escherichia coli Streptococcus pneumoniae		Manual HIMEDIA,BIORAD, BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.58/	MKM 01020/PM/ kvalitatívne
	Krvný agar s 8 % NaCl	Staphylococcus aureus Proteus mirabilis Escherichia coli Streptococcus pneumoniae		Manual HIMEDIA, BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.59/	MKM 01027/PM/ kvalitatívne
	Schaedler agar s KV	Bacteroides fragilis Escherichia coli		Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č. 60/	MKM 01023/PM/ kvalitatívne
	Endo agar s klinom	Escherichia coli Shigella flexneri Salmonella enteritidis Proteus mirabilis		Manual OXOID,MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.61/	MKM 03043/PM/ kvalitatívne
	Colorex TM MRSA	Staphyloc.aureus MRSA Staphyloc.aureus MSSA		Manual CHROMAgar /ŠPP č.1/B, príloha č.62/	MKM 02066/PM/ MKM 02566/PM60/ MKM 22066/L//PM/ kvalitatívne
Colorex TM Candida	Candida albicans Candida tropicalis Candida glabrata		Manual CHROMAgar /ŠPP č.1/B, príloha č.63/	MKM 02061/PM/ MKM 22061/L//PM/ kvalitatívne	

## Flexibilný rozsah akreditácie Mkb Test,a.s. Rosina

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné
	Matrica	Parameter	Princíp	Označenie	špecifikácie
	1	2	3	4	5
1.	Živné pôdy: McConkey so sorbitolom	Escherichia coli Escherichia coli 0157 Salmonella enteritidis Enterococcus faecalis	Kultivačne	Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.64/	MKM 03022/PM/ kvalitatívne
	TSYEA agar	Listeria monocytogenes		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.65/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.65/	MKM 10037/PM/ kvalitatívne
	SSDC agar	Yersinia enterocolitica Escherichia coli Staphylococcus aureus		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.66/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.66/	MKM 10083/PM/ kvalitatívne
	R 2 agar	Escherichia coli Salmonella typhimurium Enterococcus faecalis Candida albicans		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.67/	MKM 10023/PM/ MKM 10024/180 ml/ kvalitatívne
	Preston agar	Campylobacter jejuni Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.68/	MKM 09037/PM/ kvalitatívne
	Listeria Palcam agar	Listeria monocytogenes Escherichia coli Enterococcus faecalis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.69/	MKM 10019/PM/ kvalitatívne
	Krvný agar s ovčou krvou	Neisseria gonorrhoea Staphylococcus aureus Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.70/	MKM 10084/PM/ kvalitatívne
	HiCrome ECC selective agar	Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Pseudomonas aeruginosa		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.71/	MKM 10030/PM/ MKM 10031/180 ml/ kvalitatívne
	Blood free Campylobacter agar	Campylobacter jejuni Staphylococcus aureus		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.72/	MKM 10142/PM/ kvalitatívne
	Caso agar s krvou	Streptococcus pyogenes Staphylococcus aureus Candida albicans Bacillus subtilis Escherichia coli		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.73/	MKM 01026/PM/ MKM 10004/180ml/ kvalitatívne
	GTK - M agar	Escherichia coli Staphylococcus aureus Listeria monocytogenes Bacillus cereus Pseudomonas aeruginosa		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.74/	MKM 09024/180ml/ kvalitatívne
	Agar pre kultiváciu Campylobacter jejuni	Campylobacter jejuni Escherichia coli Staphylococcus aureus		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.75/	/PM/ kvalitatívne
	Uriselect agar	Escherichia coli Staphylococcus aureus Enterococcus faecalis		Manual BIORAD /ŠPP č.1/B, príloha č.76	MKM 02051/PM/ kvalitatívne
	Colorex Rambach	Salmonella enteritidis Escherichia coli Proteus mirabilis		Manual CHROMAgar /ŠPP č.1/B, príloha č.77/	MKM 02063/PM/ MKM 02163/250ml/ MKM 22063/L/ kvalitatívne
	Mal agar	Salmonella typhi murium Salmonella enteritidis Proteus mirabilis		Manual IMUNA /ŠPP č.1/B, príloha č.78/	MKM 04051/PM/ kvalitatívne
	Schaedler agar s CNA	Peptostreptoc. anaerobius Proteus mirabilis		Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.79/	MKM 01029/PM/ kvalitatívne
	ŽLč-eskulín azid agar	Enterococcus faecalis Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes		Manual BIORAD,HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.80/	MKM 04053/PM/ MKM 04953 MKM 10044/180 ml/ kvalitatívne
	Agar pre Campylobacter jejuni 2	Campylobacter jejuni Campylobacter coli Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č. 81/	MKM 04033/PM/ kvalitatívne
	BDA agar	Candida albicans Sacharomyces cerevisiae		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.82/	MKM 04042/PM/ MKM 10185/šikmý/ kvalitatívne
	BGA agar	Salmonella enteritidis Salmonella typhi murium Proteus vulgaris Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.83/	MKM 10002/PM/ kvalitatívne
Colorex Staph.aureus agar	Staphylococcus aureus Escherichia coli	Manual CHROMAgar /ŠPP č.1/B, príloha č. 84/	MKM 02065/PM/ MKM 22065/L/ kvalitatívne		

## Flexibilný rozsah akreditácie MkB Test,a.s. Rosina

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné
	Matrica	Parameter	Princíp	Označenie	špecifikácie
	1	2	3	4	5
1.	Živné pôdy: Colorex Orientation agar	Staphylococcus aureus Escherichia coli Proteus vulgaris Klebsiella pneumoniae	Kultivačne	Manual CHROMAgar /ŠPP č.1/B, príloha č. 85/	MKM 02062/PM/ MKM 22062/L/ kvalitatívne
	Colorex O157 agar	Escherichia coli 0157 Escheria coli Proteus vulgaris		Manual CHROMAgar /ŠPP č.1/B, príloha č. 86/	MKM 02067/PM/ MKM 02067/L/ kvalitatívne
	Colorex ECC agar	Escherichia coli Klebsiella pneumoniae		Manual CHROMAgar /ŠPP č.1/B, príloha č.87	MKM 02069/PM/ MKM 22069/L/ kvalitatívne
	Colorex Salmonella Plus agar	Salmonella enteritidis Salmonella typhimurium Escherichia coli		Manual CHROMAgar /ŠPP č.1/B, príloha č. 88/	MKM 02074/PM/ MKM 02574/PM60/ MKM 22074/L/ kvalitatívne
	Colorex Salmonella	Salmonella enteritidis Salmonella typhimurium Escherichia coli		Manual CHROMAgar /ŠPP č.1/B, príloha č. 89/	MKM 02064/PM/ kvalitatívne
	Corn meal agar	Candida albicans		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č. 90/	MKM 03020/PM/ kvalitatívne
	CCDA agar	Campylobacter coli Campylobacter jejuni Escherichia coli		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.91/ Manual HIMEDIA, Oxoid /ŠPP č.1/B, príloha č.91/	MKM 10087/PM/ kvantitatívne
	CT-Smac agar	Escherichia coli O157		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.92/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.92/	MKM 10086/PM/ kvalitatívne
	Endo-Les agar	Escherichia coli Enteobacter aerogenes Staphylococcus aureus		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č. 93/	MKM 10132/PM/ kvalitatívne
	KEB agar	Bacteroides fragilis Escherichia coli		Manual HIMEDIA, MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č. 94/	MKM 04011/PM/ kvalitatívne
	Sabouraud+ CMP+TH agar	Candida albicans Saccharomyces cerevisiae Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č. 95/	MKM 03030/PM/ MKM 06042/šikmý/ MKM 10226/180ml/ kvalitatívne
	Listeria Oxford agar	Listeria monocytogenes Escherichia coli Enterococcus faecalis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.96/	MKM 10018/PM/ kvalitatívne
	Manitol slaný agar	Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č. 97/	MKM 03014 /PM/ MKM 03914/PM/ kvalitatívne
	Ryžový agar	Candida albicans Candida tropicalis		Manual BIOMARK, HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.98	MKM 04041/PM/ MKM 04043/PM 60/ kvalitatívne
	m-GREEN agar	Candida albicans Saccharomyces cerevisiae		Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č. 99/	MKM 10122/PM/ kvalitatívne
	TSA agar s neutralizátormi	Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č. 100/	MKM 10106/TSAN/PM/ MKM 41106/PMotlačok/ kvalitatívne
	TSA agar	Staphylococcus aureus Escherichia coli Candida albicans Bacillus subtilis		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.101/ Manual MERCK, BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.101/	MKM10061/PM/ MKM10223/PM20/ MKM 10130/500ml/ kvantitatívne MKM 10175/180ml/ MKM 10961/PM/
	Uriselekt agar	Escherichia coli Staphylococcus aureus Enterococcus faecalis Pseudomonas aeruginosa		Manual BIORAD /ŠPP č.1/B, príloha č.102/	MKM 02051/PM/ kvalitatívne
	TSYEA agar	Listeria monocytogenes		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.103/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.103/	MKM 10037/PM/ kvalitatívne
	KF streptococcus agar	Streptococcus agalactiae Streptococcus pyogenes Enterococcus faecalis		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č. 104/	MKM 10141/PM/ kvalitatívne
0.5 % agar	Salmonella enteritidis Klebsiella pneumoniae	Manual OXOID /ŠPP č.1/B, príloha č. 105/	MKM 04028/PM/ kvalitatívne		
MRS agar	Lactobacillus acidophilus Lactobacillus plantarum	STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.106/ Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.106/	MKM 10177/PM/ MKM 10190/180ml/ kvantitatívne		
Živný agar so sacharózou	Leuconostoc mesenteroides	Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č. 107/	MKM 10042/PM/ kvalitatívne		
TM pre Campylob. jejuni	Campylobacter jejuni	Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č. 108/	MKM 04061/10ml/ kvalitatívne		

## Flexibilný rozsah akreditácie MkB Test,a.s. Rosina

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné
	Matrica	Parameter	Princíp	Označenie	špecifikácie
	1	2	3	4	5
1.	Živné pôdy: Krvný agar 1,8%	Streptococcus pyogenes Streptococcus pneumoniae Staphylococcus aureus Escherichia coli Enterococcus faecalis	Kultivačne	Manual MERCK,BIORAD, BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.109/	MKM 01024/PM/ kvalitatívne
	Colorex Listeria agar	Listeria monocytogenes Staphylococcus aureus Escherichia coli		Manual CHROMagar /ŠPP č.1/B, príloha č.110/	MKM 02071 /PM/ MKM 02571/PM60/ MKM 02071/PM/ kvalitatívne
	Endo I – Biochem. klín	Escherichia coli Salmonella enteritidis Shigella flexneri Proteus vulgaris		Manual IMUNA /ŠPP č.1/B, príloha č.111/	MKM 03040/PM/ kvalitatívne
	Myppn agar	Paenibacillus larvae		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.112/	MKM 04071/PM/ kvalitatívne
	Myppn agar s glukózou	Paenibacillus larvae		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.113/	MKM 04072/PM/ kvalitatívne
	Endo I agar	Escherichia coli Shigella flexneri Enterococcus faecalis Klebsiella pneumoniae		Manual IMUNA /ŠPP č.1/B, príloha č. 114/	MKM 03033/PM/ kvalitatívne
	Endo agar TNW 757837	Escherichia coli Shigella flexneri Enterococcus faecalis Klebsiella pneumoniae		Manual IMUNA /ŠPP č.1/B, príloha č. 115/	MKM10108/PM/ kvalitatívne
	Colorex Vibrio	Vibrio parahaemolyticus Escherichia coli Staphylococcus aureus		Manual CHROMagar /ŠPP č.1/B, príloha č.116/	MKM 02072/PM/ MKM 22072/L/ kvalitatívne
	Colorex VRE	Enteroc. faecalis CCM 4647 Enteroc. faecalis CCM 4224 Escherichia coli		Manual CHROMagar /ŠPP č.1/B, príloha č.117/	MKM 02076/PM/ MKM 22076/L/ kvalitatívne
	Colorex ESBL	Klebs.pneumon. ESBL+ Klebsiella pneumoniae Escherichia coli		Manual CHROMagar /ŠPP č.1/B, príloha č.118/	MKM 02077/PM/ MKM 22077/L/ kvalitatívne
	Colorex Pseudomonas	Pseudomonas aeruginosa		Manual CHROMagar /ŠPP č.1/B, príloha č.119/	MKM 02073/PM/ MKM 22073/L/ kvalitatívne
	DRBC agar	Candida albicans Escherichia coli		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.120/ Manual OXOID,HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.120/	MKM 10195/PM/ MKM 10213/180ml/ MKM 10214/500ml/ kvantitatívne
	DG 18 agar	Saccharomyces cerevisiae Escherichia coli Bacillus subtilis		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.121/ Manual OXOID, HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.121/	MKM 10194/PM/ kvantitatívne
	Colorex E.coli	Escherichia coli		Manual CHROMagar /ŠPP č.1/B, príloha č.122/	MKM 02068/PM/ MKM 22068/L/ MKM 02078/500ml/ MKM 02568/PM60/ kvalitatívne
	OXA ESBL	Escherichia coli Klebsiella pneumoniae		Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.123/	MKM 02022/128 mg//PM/ kvalitatívne
	Czapek-Dox agar	Saccharomyces cerevisiae Candida albicans		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.124/	MKM 10186/PM/ kvalitatívne
	Agar Helicobacter pylori	Staphylococcus aureus Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.125/	MKM 04015/PM/ kvalitatívne
	Agar Helicobacter pylori 2	Candida albicans Staphylococcus aureus Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.126/	MKM 04035/PM/ kvalitatívne
	Agar pre identifik. Haemophilus	Haemophilus influenzae		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.127/	MKM 04025/PM/ kvalitatívne
	Agar pre cukrové auxanogramy	Candida albicans Candida tropicalis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.128/	MKM 03024/PM/ kvalitatívne
Lipáza agar	Serratia marcescens Escherichia coli	Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.129/	MKM 04076/PM/ kvalitatívne		
XLT4 agar	Salmonella enteritidis Salmonella typhimurium Shigella flexneri Enterobacter aerogenes	Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.130/	MKM 10103/PM/ kvalitatívne		

## Flexibilný rozsah akreditácie Mkb Test,a.s. Rosina

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné
	Matrica	Parameter	Princíp	Označenie	Špecifikácie
	1	2	3	4	5
1.	Živné pôdy: Franciscella tularensis agar	Streptococcus pyogenes Streptococcus pneumoniae	Kultivačne	Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.131/	MKM 10147/PM/ kvalitatívne
	Brucella agar	Escherichia coli Staphylococcus aureus		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.132/	MKM 10148/PM/ kvalitatívne
	Legionella BCYE agar	Legionella pneumophilla		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.133/ Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.133/	MKM 04017/PM/ kvantitatívne
	Legionella BCYE agar bez cysteinu	Escherichia coli		Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.134/	MKM 10089/PM/ kvalitatívne
	Legionella GVPC agar	Legionella pneumophilla Streptococcus pyogenes		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.134/ Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.135/	MKM X4017/PM/ kvantitatívne
	AMP agar	Enterococcus faecalis Klebsiella pneumoniae		Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.136	MKM 02029/PM/ kvalitatívne
	CAMP agar	Streptococcus agalactiae Staphylococcus aureus Listeria monocytogenes		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.137/	MKM 10088 PM/ kvalitatívne
	Colorex Enterobacter sakazakii agar	Enterobacter sakazakii Escherichia coli Enterobacter aerogenes Staphylococcus aureus		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.138/	MKM 02075/PM/ MKM 22075/PM/ kvalitatívne
	Tributyryn agar	Clostridium sporogenes Bacillus subtilis Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.139/	MKM 03044/PM/ kvalitatívne
	Krvný agar s GEN	Streptococcus pyogenes Streptococcus pneumoniae Staphylococcus aureus		Manual MERCK,BIORAD,BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.140/	MKM 01028/PM/ kvalitatívne
	Colorex Strepto B	Streptococcus agalactiae Enterococcus faecalis		ManualCHROM agar /ŠPP č.1/B, príloha č.141/	MKM 02079/PM/ MKM 22079/L/ kvalitatívne
	XLD 6579 agar	Salmonella enteritidis Salmonella typhimurium Shigella flexneri Staphylococcus aureus		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.142/	MKM 10135/PM/ MKM 10134/180ml/ kvalitatívne
	McLeod agar	Haemophilus influenzae Neisseria gonorrhoeae		Manual HIMEDIA ,BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.143/	MKM 03031/PM/ kvalitatívne
	Krvný agar s ERY	Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.144/	MKM 02023/PM/ kvalitatívne
	Krvný agar s AMI	Streptococcus pyogenes Streptococcus pneumoniae Enterococcus faecalis Staphylococcus aureus		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.145/	MKM 01061/PM/ kvalitatívne
	Pseudomonas CFC agar	Pseudomonas aeruginosa Burkholderia cepacia Staphylococcus aureus		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.146/ Manual OXOID /ŠPP č.1/B, príloha č.146/	MKM 04060/PM/ kvantitatívne
	Pseudomonas F agar	Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Enterobacter cloacae		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.147/	MKM 04057/PM/ MKM 04557/PM60/ kvalitatívne
	Pseudomonas P agar	Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Enterobacter cloacae		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.148/	MKM 04058/PM/ MKM 04558/PM60/ kvalitatívne
	Perfringens agar s EY	Clostridium perfringens Clostridium sordellii		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.149/	MKM 10189/PM/ kvalitatívne
	TSA +5% krvi	Staphylococcus aureus Escherichia coli Streptococcus pyogenes Candida albicans Bacillus subtilis		Manual MERCK, BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.150/	MKM 10205/PM/ kvalitatívne
	TSA oňačok	Staphylococcus aureus Escherichia coli Candida albicans Bacillus subtilis		Manual MERCK,BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.151/	MKM 41061/PM/ kvalitatívne
Mykologický agar	Candida albicans	Manual OXOID /ŠPP č.1/B, príloha č.152/	MKM 03028/100 ml/ MKM 03027/250 ml/ MKM 10179/NTS 200ml/ kvalitatívne		
Sabouraud agar s CMP a GEN	Candida albicans Saccharomyces cerevisiae Escherichia coli	Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.153/	MKM 03034/PM/ kvalitatívne		
Schaedler agar s GEN	Bacteroides fragilis Escherichia coli Proteus mirabilis	Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.154/	MKM 01030/PM/ kvalitatívne		

Flexibilný rozsah akreditácie Mkb Test,a.s. Rosina

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné
	Matrica	Parameter	Princíp	Označenie	špecifikácie
	1	2	3	4	5
1.	Živné pôdy: SS agar	Salmonella enteritidis Salmonella typhimurium Shigella flexneri Enterococcus faecalis	Kultivačne	Manual OXOID,HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.155/	MKM 04073/PM/ kvalitatívne
	AN 1	Candida albicans		Mikrob.vyš.metódy,sv.12 /ŠPP č.1/B, príloha č.156/	MKM 06034/PM/ MKM 06054/180ml/ kvalitatívne
	AN2	Candida albicans		Mikrob.vyš.metódy,sv.12 /ŠPP č.1/B, príloha č.157/	MKM 06035/PM/ MKM 06055/180ml/ kvalitatívne
	TGA	Escherichia coli Staphylococcus aureus		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.158/	MKM 10121/PM/ kvalitatívne
	EMB agar,Levin without Lactose	Escherichia coli Enterobacter aerogenes Salmonella typhimurium Klebsiella pneumoniae		Manual BBL, HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č. 159/	MKM 04078/PM/ kvalitatívne
	Tween-želatina agar	Serratia marcescens Proteus mirabilis Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.160/	MKM 04029/PM/ kvalitatívne
	Šikmý agar	Escherichia coli Salmonella enteritidis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.161/	MKM 07016/3ml/ MKM 07039/sk.16x150/ kvalitatívne
	MIU agar	Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.162/	MKM 07023/2 ml/ kvalitatívne
	Agar pre Trichomonas vaginalis	Candida albicans		Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.163/	MKM 03021 kvalitatívne
	Motility TTC agar	Escherichia coli Klebsiella pneumoniae		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.164/	MKM 07045/5 ml/ kvalitatívne
	Motility agar	Escherichia coli Klebsiella pneumoniae		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.165/	MKM 07044/2 ml/ kvalitatívne
	Indol agar	Escherichia coli Klebsiella pneumoniae		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.166/	MKM 07012/2ml/ kvalitatívne
	KP agar	Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis Samonella enteritidis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.167/	MKM 07022/2+2ml/ kvalitatívne
	Merenda agar	Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis Salmonella enteritidis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.168/	MKM 07046/4+4ml/ kvalitatívne
	SIM agar	Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis Salmonella enteritidis		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.169/	MKM 07037/5 ml/ kvalitatívne
	O/F agar	Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.170/	MKM 07041/2 ml/ MKM 07042/5 ml/ kvalitatívne
	King's B agar	Pseudomonas aeruginosa Burkholderia cepacia		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.171/	MKM 10060/5 ml/ kvalitatívne
	Čoko HP agar	Haemophilus influenzae Candida albicans		Manual OXOID,BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.172/	MKM 04016/PM/ kvalitatívne
	KA otlačok	Staphylococcus aureus Escherichia coli Streptococcus pyogenes Enterococcus faecalis		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.173/	MKM 41011/PM55mm / kvalitatívne
	Želatína agar	Serratia marcescens Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.174/	MKM 04074/PM/ MKM 07043/2 ml/ kvalitatívne
TSC agar	Clostridium perfringens Escherichia coli	STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.175/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.175/	MKM 09027/500ml/ MKM 10036/180ml/ kvantitatívne		
DNaze agar	Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis	Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.176/	MKM 03026/PM/ kvalitatívne		
M.plutonius agar	Melissococcus plutonius	Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.177/	MKM 04077/PM/ kvalitatívne		
Anaerobný krvný agar	Clostridium perfringens Bacteroides fragilis Peptostreptococcus anaerobius	Manual IMUNA /ŠPP č.1/B, príloha č.178/	MKM 01062/PM/ kvalitatívne		



## Flexibilný rozsah akreditácie MkB Test,a.s. Rosina

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné
	Matrica	Parameter	Princíp	Označenie	špecifikácie
	1	2	3	4	5
1.	Živné pôdy: Anaerobný krvný agar s AMI	Clostridium perfringens Bacteroides fragilis Escherichia coli	Kultivačne	Manual IMUNA /ŠPP č.1/B, príloha č.179/	MKM 01064/PM/ kvalitatívne
	M 17 agar	Lactobacillus plantarum Enterococcus faecalis		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.180/	MKM 10191/180 ml/ kvalitatívne
	Krvný agar č. 2	Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes Streptococcus pneumoniae Enterococcus faecalis Escherichia coli		Manual BIORAD /ŠPP č.1/B, príloha č.181/	MKM 01063/PM/ kvalitatívne
	Endo C agar	Escherichia coli Shigella flexneri Enterococcus faecalis Klebsiella pneumoniae		Manual CONDA /ŠPP č.1/B, príloha č.182/	MKM 03037/PM/ kvalitatívne
	Živný agar X	Escherichia coli Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes Pseudomonas aeruginosa		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.183/	MKM 10081/PM/ kvalitatívne
	Columbia krvný agar s CNA	Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes Streptococcus pneumoniae Proteus mirabilis Escherichia coli		Manual MERCK,BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.184/	/PM/ kvalitatívne
	Mueller Hinton agar+4% NaCl	Staphylococcus aureus		Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.185/	MKM 02025/PM/ kvalitatívne
	Vaječná Lowenstein-Jensenova pôda	Mycobacterium smegmatis		Štand.metódy vyš.mykob. infekcií /ŠPP č.1/B, príloha č.186/	MKM 05011/5ml/ kvalitatívne
	Vaječná Lowenstein-Jensen. pôda+TCH			Štand.metódy vyš.mykob. infekcií /ŠPP č.1/B, príloha č.187/	MKM 05026/5ml/ kvalitatívne
	Vaječná pôda podľa Ogawy	Mycobacterium smegmatis		Štand.metódy vyš.mykob. infekcií /ŠPP č.1/B, príloha č.188/	MKM 05012/5ml/ kvalitatívne
	Vaječná Lowenstein-Jensen. pôda+antituberkulo- tika			Štand.metódy vyš.mykob. infekcií /ŠPP č.1/B, príloha č.189/	MKM 05021/S/ MKM X0521/S3mg/ MKM 05022/I/ MKM X5022/I 0,2mg/ MKM 05023/R/ MKM Y5022/I 1mg/ MKM 05024/E/ MKM Y0521/S 5mg/kvalitat. MKM 05025/P/ MKM 05027-kontrola k PZA
	6-dielne kultivačné doštičky, kombinácie agarov - KA/Endo/DCL/MC/Sab/Sab +CMP/Žič-esk./Edwards/ Maed/Slan.-Bartley/KA s 5%NaCl/Col.orient.	Staphylococcus aureus Enterococcus faecalis Escherichia coli Candida albicans Streptococcus agalactiae Salmonella enteritidis		Manual MERCK,IMUNA, OXOID,HIMEDIA, CHROMAgar,BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.190/	MKM 01031 MKM 01040 MKM 01048 MKM 01032 MKM 01041 MKM 01049 MKM 01033 MKM 01042 MKM 01050 MKM 01034 MKM 01043 MKM X1031 MKM 01036 MKM 01046 MKM 01038 MKM 01047 kvalitatívne
	Pôda pre precipitáciu			Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.191/	MKM 03023/PM/ MKM 03029/PM60/kvalitatívne
	Columbia krvný agar 2%	Staphylococcus aureus Escherichia coli		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.192/	MKM 01025/PM/ kvalitatívne
	Anaerobný agar bez krvi	Clostridium perfringens		Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.193/	MKM 01065/PM/ kvalitatívne
	Čokoládový RS agar	Haemophilus influenzae		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.194/	MKM 01901/PM/ kvalitatívne
	Čokoládový RS agar s Bac	Haemophilus influenzae Staphylococcus aureus		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.195/	MKM 01902/PM/ kvalitatívne
	Columbia krvný agar 7%	Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes Escherichia coli		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.196/	MKM 01911/PM/ kvalitatívne
	Columbia krvný agar pre VRE	Enterococcus faecalis		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.197/	MKM 02019/PM/ kvalitatívne
	OXA 2 mg agar	Staphylococcus aureus		Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.198/	MKM 02020/PM/ kvalitatívne

## Flexibilný rozsah akreditácie Mkb Test,a.s. Rosina

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné
	Matrica	Parameter	Princíp	Označenie	špecifikácie
	1	2	3	4	5
1.	Živné pôdy: Colorex ECC Liquid	Escherichia coli	Kultivačne	Manual CHROMAgar /ŠPP č.1/B, príloha č.199/	MKM 02070/PM/ kvalitatívne
	Colorex Listeria ID agar	Listeria monocytogenes		Manual CHROMAgar /ŠPP č.1/B, príloha č.200/	MKM 02081/PM/ kvalitatívne
	Manitol slaný agar s ATB	Staphylococcus aureus Staphyl. epidermidis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.201/	MKM 03015/PM/ kvalitatívne
	Agar pre mycelárny rast	Candida albicans		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.202/	MKM 03025/PM/ kvalitatívne
	McLeod agar s TET	Staphylococcus aureus Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha .203/	MKM 03032/PM/ kvalitatívne
	Sabouraud agar s GEN	Candida albicans Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.204/	MKM 03038/PM/ kvalitatívne
	MacConkey agar s biochem. klínom	Escherichia coli Salmonella enteritidis		Manual HIMEDIA, IMUNA /ŠPP č.1/B, príloha č.205/	MKM 03048/PM/ kvalitatívne
	Levinthal agar	Haemophilus influenzae Haemophilus parainfluenzae		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.206/	MKM 03049/PM/ kvalitatívne
	Legionella BMPA agar	Legionella pneumophila		Manual OXOID /ŠPP č.1/B, príloha č.207/	MKM 04018/PM/ kvalitatívne
	Legionella MWY agar	Legionella pneumophila		Manual OXOID /ŠPP č.1/B, príloha č.208/	MKM 04019/PM/ kvalitatívne
	Transportné médium pre Campylobacter jejuni	Campylobacter jejuni		Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.209/	MKM 04061/10 ml/ kvalitatívne
	Sabouraud 4% agar	Candida albicans		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.210/	MKM 04994/190 ml/ kvalitatívne
	Vaječná LVJ pôda s HA			Štand.metódy mykobakt. /ŠPP č.1/B, príloha č.211/	MKM 05028/5ml/ kvalitatívne
	Dorsetova vaječná pôda	Staphylococcus aureus Escherichia coli		Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.212/	MKM 06032/5ml/ kvalitatívne
	Natrium acetát	Escherichia coli Shigella flexneri		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.213/	MKM 08024/šikmý/ kvalitatívne
	Sérový agar	Staphylococcus aureus		Manual OXOID /ŠPP č.1/B, príloha č.214/	MKM 06033/šikmý/ kvalitatívne
	Sabouraud dextrose agar s TH	Candida albicans		Manual OXOID /ŠPP č.1/B, príloha .215/	MKM 06041/šikmý/ MKM 10225/180ml/ kvalitatívne
	DAF	Proteus mirabilis Escherichia coli		Manual OXOID /ŠPP č.1/B, príloha č.216/	MKM 07033/šikmý/ kvalitatívne
	Malt extract agar	Candida albicans		Manual MERCK, HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.217/	MKM 09011/PM/ kvalitatívne
	Gasnerov agar	Escherichia coli Salmonella typhimurium		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.218/	MKM 09032/PM/ kvalitatívne
	Glukózový agar	Bacillus cereus Pseudomonas aeruginosa		Manual MERCK, HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.219/	MKM 10011/15 ml/ kvalitatívne
	Aloa agar	Listeria monocytogenes		Manual OXOID /ŠPP č.1/B, príloha č.220/	MKM 10035/PM/ MKM 10140/PM/Merck kvalitatívne
	Hektoen agar	Salmonella enteritidis Shigella flexneri		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.221/	MKM 10105/PM/ MKM 10118/180 ml/ kvalitatívne
	Rose Bengal agar s CMP	Saccharomyces cerevisiae Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.222/	MKM 10127/PM/ kvalitatívne
	Columbia agar bez krvi	Staphylococcus aureus Escherichia coli		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.223/	MKM 10128/PM/ kvalitatívne
	Columbia agar bez krvi s GEN	Streptococcus pyogenes Escherichia coli		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.224/	MKM 10129/PM/ kvalitatívne
	Trypton-sojový agar s TTC	Escherichia coli Proteus mirabilis		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.225/	MKM 10131/PM/ kvalitatívne
	Živný agar ČSN ISO 7402	Staphylococcus aureus Escherichia coli		Manual IMUNA, HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.226/	MKM 10136/PM/ kvalitatívne
	Sabouraud agar s CMP +H <sub>2</sub> L <sub>2</sub> T	Candida albicans Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.227/	MKM 10157/100 ml/ kvalitatívne
	CASO agar s T	Staphylococcus aureus Proteus mirabilis		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.228/	MKM 10159/100 ml/ kvalitatívne
	Trypton-glukózový extrakt agar	Staphylococcus aureus Escherichia coli			Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.229/

Flexibilný rozsah akreditácie Mkb Test,a.s. Rosina

Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné špecifikácie
Matrica	Parameter	Princíp	Označenie	
1.	2.	3.	4.	5.
Živné pôdy: Columbia agar s glukózou	Staphylococcus aureus Escherichia coli	Kultivačne	Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.230/	MKM 10202/100 ml/ MKM 10217/6 ml/ kvalitatívne
M+RVS /polotuhá/	Salmonella enteritidis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.231/	MKM 10206 /PM/ kvalitatívne
Trypton-sojový agar s DC	Escherichia coli Bacillus subtilis		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.232/	MKM 10208/PM/ kvalitatívne
Perfringens agar bez TSC	Clostridium perfringens		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.233/	MKM 10215/180 ml/ kvalitatívne
Wilson-Blair agar	Salmonella enteritidis Enterococcus faecalis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č.234/	MKM 20001/PM/ kvalitatívne
Čokoládový agar s AMFO	Haemophilus influenzae Candida albicans		Manual MERCK,BIORAD,BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.235/	MKM 10229 /PM/ kvalitatívne
Čokoládový agar s AMFO+STM	Haemophilus influenzae Candida albicans		Manual MERCK, BIORAD, BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.236/	MKM 10230 /PM/ kvalitatívne
Columbia krvný agar Strepto	Streptococcus agalactiae		Manual MERCK /ŠPP č.1/B, príloha č.237/	MKM 01068 /PM/ kvalitatívne
Maedov agar	Enterococcus faecalis		AHEM, príloha č.9 /ŠPP č.1/B, príloha č.238/	MKM 01042/PM/ kvalitatívne
Agar pre imunodifúzny test			/ŠPP č.1/B, príloha č.239/	MKM 10231/250 ml/
MacConkey agar s CIP	Escherichia coli Salmonella enteritidis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č. 240/	MKM03047/PM/ kvalitatívne
Baird-Parker agar s RPF	Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis Escherichia coli		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.241/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B, príloha č. 241/	MKM09036/PM/ kvantitatívne
MGP test	Enterococcus casseliflavus Enterococcus faecalis		Zprávy CEM-SZÚ Praha /ŠPP č.1/B, príloha č. 242/	MKM 07049 /3 ml/ kvalitatívne
Pohyb 0,4 % agar	Escherichia coli Klebsiella pneumoniae		Zprávy CEM-SZÚ Praha /ŠPP č.1/B, príloha č. 243/	MKM 07050 /3 ml/ kvalitatívne
Levinthal agar III s BAC	Haemophilus influenzae Haemophilus parainfluenzae		Manual HIMEDIA,BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.244/	MKM 03053 /PM/ kvalitatívne
Colorex KPC	Klebsiella pneumoniae Escherichia coli		Manual CHROMAgar /ŠPP č.1/B, príloha č.245/	MKM 02084 /PM/ kvalitatívne
PP Pseudomonas agar	Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.1/A, príloha č.246/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B,prílohač.246/	MKM 04062 /PM/ kvantitatívne
Aeromonas agar	Aeromonas hydrophila Escherichia coli		Manual Lab M /ŠPP č.1/B,prílohač.247/	MKM 04031 /PM/ kvalitatívne
Schaedler agar bez krvi	Clostridium perfringens Bacteroides fragilis		Manual BBL /ŠPP č.1/B,prílohač.248/	MKM 10265/100 ml/ kvalitatívne
Phenylalanín agar	Proteus mirabilis Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B,prílohač.249/	MKM 10262/500 ml/ kvalitatívne
Chromogenic Coliform agar/CCA/	Escherichia coli Citrobacter freundii Enterococcus faecalis	Manual HIMEDIA, BLOKAR /ŠPP č.1/B,prílohač.250/	MKM 10248/PM/ MKM 21001 /200 ml/ kvalitatívne	
Kligler Iron agar	Escherichia coli Salmonella enteritidis	ManualHIMEDIA,BIOLAB /ŠPP č.1/B,prílohač.251/	MKM 07052/6,5 ml/ kvalitatívne	
Cryptococcus agar	Cryptococcus neoformans	Manual HIMEDIA /ŠPP č.1/B,príloha č.252/	MKM 10279/PM/ kvalitatívne	
Colorex Yersinia agar	Yersinia enterocolitica Escherichia coli	Manual Chromagar /ŠPP č.1/B,príloha č.253/	MKM 02068/PM/ kvalitatívne	
Colorex Malassezia agar	Candida albicans Escherichia coli	Manual Chromagar /ŠPP č.1/B,príloha č.254/	MKM 02078/PM/ kvalitatívne	
Brucela krvný agar+K1+hemin	Clostridium perfringens Bacteroides fragilis	Manual Himedia /ŠPP č.1/B,príloha č.255/	MKM 04045 /PM/ kvalitatívne	
Acetobacter agar	Glucosacetobacter liquefaciens	Manual Himedia /ŠPP č.1/B,prílohač.256/	/PM/ kvalitatívne	
Colorex Orientation agar bez opaque	Staphylococcus aureus Escherichia coli Proteus vulgaris Klebsiella pneumoniae	Manual CHROMAgar /ŠPP č.1/B, príloha č. 257/	MKM 02088/PM/ kvalitatívne	
Colorex Cl.perfringens	Cl.perfringens Escherichia coli	Manual Chromagar /ŠPP č.1/B, príloha č.258/	MKM 02089/PM/ kvalitatívne	
Čokoládový agar s TCA	Taylorella equigenitalis Staphylococcus aureus	Manual BBL /ŠPP č.1/B, príloha č.259/	MKM 10320//PM/ kvalitatívne	
TSC agar +MPD	Cl.perfringens Escherichia coli	Manual Himedia /ŠPP č.1/B, príloha č.260/	MKM 10421/PM/ kvalitatívne	

## Flexibilný rozsah akreditácie Mkb Test,a.s. Rosina

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné
	Matrica	Parameter	Princíp	Označenie	špecifikácie
	1	2	3	4	5
2.	Živné pôdy: Živný bujón č.2	Escherichia coli Staphylococcus aureus	Kultivačne	Manual BIOMARK_Himedia /ŠPP č.2/B, príloha č. 1/	MKM 06039/5ml/ MKM 06061/9ml/ MKM 10043/180ml/ MKM 10058 / 500 ml/ kvalitatívne
	Thioglykolátová pôda	Clostridium perfringens Staphylococcus aureus Escherichia coli		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.2/A, príloha č.2/ Manual BIORAD, Himedia /ŠPP č.2/B, príloha č.2/	MKM 06013/5ml/ MKM 06026/10ml/ MKM 06047/1ml/ MKM 10109/100ml/kvalitatívne MKM 10166/5ml/ MKM 10167/10ml/
	Selenit-cysteínový bujón	Salmonella typhimurium Salmonella enteritidis		Manual MERCK, Himedia /ŠPP č.2/B, príloha č.3/	MKM 10028/10ml/ MKM 10029/180ml/ MKM 10067/50ml/ kvalitatívne
	Pečeňový bujón	Escherichia coli Staphylococcus aureus		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.4/	MKM 06011/5ml/ MKM 06025/3ml s.16x100/ MKM 06045/10ml/ MKM 06080/WASP/ MKM 10051/180ml/ MKM 10052/500ml/ kvalitatívne
	Rappaport Vassiliadis bujón so sójou	Salmonella typhimurium Salmonella enteritidis		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.2/A, príloha č.5/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.5/	MKM 10026/10ml/ kvalitatívne
	Selenitová pôda	Salmonella typhimurium Salmonella enteritidis		Manual MERCK, <b>BBL</b> /ŠPP č.2/B, príloha č.6/	MKM 06012/5ml/ MKM 10053/180ml/ MKM 10054/500ml/ MKM 06081/WASP/ kvalitatívne
	Preston bujón	Campylobacter jejuni Escherichia coli		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.2/A, príloha č.7/ Manual HIMEDIA,Oxoid /ŠPP č.2/B, príloha č.7/	MKM 09035/500ml/ kvalitatívne
	MH bujón	Escherichia coli Staphylococcus aureus		Manual BIORAD, Himedia /ŠPP č.2/B, príloha č.8/	MKM 06016/5ml/ MKM 06020/2ml/ MKM 06031/5mlsk.16x100/ MKM 06071/7ml/ kvalitatívne
	Fraser bujón	Enterococcus faecalis Escherichia coli Listeria monocytogenes		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.2/A, príloha č.9/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.9/	MKM10007/10ml/ kvalitatívne
	ITC bujón	Yersinia enterocolitica		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.2/A, príloha č.10/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.10/	MKM 10074/500ml/ kvalitatívne
	Fraser bujón polovičný	Enterococcus faecalis Escherichia coli Listeria monocytogenes		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.2/A, príloha č.11/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.11/	MKM10008//180ml/ MKM 09030/500ml/ MKM 10107/450ml/ MKM 10169/225ml/ MKM 10183/10ml/ kvalitatívne
	Sabouraud dextroza bujón	Candida albicans Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.12/	MKM 06027/10ml/ MKM 10188/500ml/ kvalitatívne
	Tood Hewith bujón	Streptococcus pyogenes Streptococcus pneumoniae		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.13/	MKM 06019/2ml/ MKM 06046/2mlsk.16x160/ kvalitatívne
	Sabouraud maltóza bujón	Candida albicans		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.14/	MKM 06014/5ml/ kvalitatívne
	Acetamid bujón	Pseudomonas aeruginosa		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.15/	MKM 10001/5ml/ kvalitatívne
	Alkalická peptónová voda pre Vibrio	Vibrio parahaemolyticus		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.16/	MKM 08027/5ml/ MKM 31012/1000ml vak/ kvalitatívne
	BHI bujón	Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.2/A, príloha č.17/ Manual OXOID, Himedia /ŠPP č.2/B, príloha č.17/	MKM 06022/4ml/ MKM 06024/4ml,sk.16x100/ MKM 10139/50ml/ kvalitatívne
	Glukózový bujón	Bacillus subtilis Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.18/	MKM 06018/5ml/ kvalitatívne
	m-TSB+N	Escherichia coli 0157		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.19/	MKM 10072/500ml/ MKM 10201/40ml/ kvalitatívne
	Nitrátový bujón	Enterobacter aerogenes Salmonella typhimurium		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.20/	MKM 10097/5ml/ kvalitatívne

## Flexibilný rozsah akreditácie Mkb Test,a.s. Rosina

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné
	Matrica	Parameter	Princíp	Označenie	špecifikácie
	1	2	3	4	5
2.	Živné pôdy: Peptónová voda pufrovaná	Salmonella enteritidis Salmonella typhimurium		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.21/	MKM10020/180ml/ MKM 10187/225ml/ kvalitatívne
	Rappapord-Vassiliadis bujón	Salmonella enteritidis Salmonella typhimurium		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.22/	MKM 10026/10ml/ kvalitatívne
	Tryptofán bujón	Escherichia coli		Manual MERCK, Himedia /ŠPP č.2/B, príloha č.23/	MKM 10034/3ml/ kvalitatívne
	Tlmivá peptónová voda	Salmonella enteritidis Salmonella typhimurium		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.24/	MKM 10021/180ml/ MKM 10055/500ml/ MKM 10062/10ml/ MKM 10168/225ml/ MKM 10203/140ml/ MKM 10228/Simax 225ml/ kvalitatívne
	Tryptón-sójový bujón	Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Bacillus subtilis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.25/	MKM 10110/100ml/ MKM 10209/9ml/ MKM 10210/500ml/ MKM 06023/10ml/ kvalitatívne
	TSYEB bujón	Listeria monocytogenes		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.2/A, príloha č.26/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.26/	MKM 10091/10ml/ kvalitatívne
	Yeast nitrogen base bujón	Saccharomyces cerevisiae		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.27/	MKM 10178/NTS 200ml/ MKM 06038/200ml/ MKM 06015/5ml/ kvalitatívne
	Laktózový bujón	Escherichia coli Salmonella typhimurium		Manual MERCK /ŠPP č.2/B, príloha č.28/	/90 ml/ kvalitatívne
	Bolton bujón	Campylobacter jejuni Escherichia coli Candida albicans		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.2/A, príloha č.29/ Manual MERCK, Himedia /ŠPP č.2/B, príloha č.29/	MKM 10143/100ml/ MKM 10144/180ml/ MKM 10145/500ml/ kvalitatívne
	Mosselov bujón	Escherichia coli Salmonella enteritidis Staphylococcus aureus		Manual MERCK /ŠPP č.2/B, príloha č.30/	MKM 10137/10 ml/ MKM 10138/500 ml/ kvalitatívne
	MKTT-n bujón	Salmonella typhimurium Salmonella enteritidis		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.2/A, príloha č.31/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.31/	MKM 10016/10ml/ kvalitatívne
	Brucela bujón	Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.2/A, príloha č.32/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.32/	MKM 10095/10ml/ MKM 10170/2ml/ kvalitatívne
	MacConkey bujón	Escherichia coli Staphylococcus aureus		Manual MERCK /ŠPP č.2/B, príloha č.33/	MKM 10104/200 ml/ MKM 10115/100ml/ kvalitatívne
	VL bujón	Escherichia coli		Manual OXOID, Himedia /ŠPP č.2/B, príloha č.34/	MKM 06017/10ml/ MKM 06028/5ml/ kvalitatívne
	LS bujón	Clostridium perfringens		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.35/	MKM 10092/8 ml/ kvalitatívne
	Laktózový bujón + fenolová červeň	Escherichia coli Salmonella enteritidis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.36/	MKM 10012/10 ml/ kvalitatívne
	SUB bujón	Bacillus atrophaeus		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.37/	MKM 10064/5 ml/ kvalitatívne
	STE bujón	Geobacillus stearothermophilus		Manual HIMEDIA / ŠPP č.2/B, príloha č.38/	MKM 10063/5 ml/ kvalitatívne
	Glukózový bujón s bioindikátorom	Bacillus atrophaeus		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.39/	MKM 10096/5 ml/ kvalitatívne
	Schaedler bujón	Clostridium perfringens Bacteroides fragilis		Manual OXOID /ŠPP č.2/B, príloha č.40/	MKM 06036/50ml/ MKM 06037/50 ml/ kvalitatívne
Pôda s bromkresolom svetlá	Geobacillus stearothermophilus		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.41/	MKM 06053/5ml/ kvalitatívne	
Pôda s bromkresolom tmavá	Geobacillus stearothermophilus		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.42/	MKM 06051/5 ml/ kvalitatívne	

## Flexibilný rozsah akreditácie MkB Test,a.s. Rosina

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné
	Matrica	Parameter	Princíp	Označenie	špecifikácie
	1	2	3	4	5
2.	Živné pôdy: Šulova pôda koncentrovaná	Candida albicans Escherichia coli	Kultivačne	Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.43/	MKM 05014 / 200 ml/ kvalitatívne
	Šulova pôda modif.1:3 pH 5,6	Candida albicans Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.44/	MKM 05016/100 ml/ kvalitatívne
	Šulova pôda s NaNO3	Candida albicans Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.45/	MKM 05031/5 ml/ kvalitatívne
	Šulova pôda modifikovaná 1:3	Candida albicans Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.46/	MKM 05015/150 ml/ kvalitatívne
	Šulova pôda	Candida albicans Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.47/	MKM 05013/5 ml/ kvalitatívne
	MH bujón s 10 % lyz.krvi	Campylobacter jejuni Campylobacter coli		Manual OXOID /ŠPP č.2/B, príloha č.48/	MKM 06072/7ml/ kvalitatívne
	EE bujón	Escherichia coli Salmonella enteritidis Staphylococcus aureus		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.2/A, príloha č.49/ Manual MERCK /ŠPP č.2/B, príloha č.49/	MKM 10137/10 ml/ MKM 10138/500 ml/ kvalitatívne
	Arabinóza	Escherichia coli Morganella morganii		Manual HIMEDIA IA /ŠPP č.2/B, príloha č.50/	MKM 07028/1 ml/ kvalitatívne
	Arginín	Salmonella typhimurium Morganella morganii		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.51/	MKM 07029/1 ml/ kvalitatívne
	Glukóza	Escherichia coli Proteus mirabilis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.52/	MKM 07017/2 ml/ kvalitatívne
	Indol tekutý	Escherichia coli Klebsiella pneumoniae		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.53/	MKM 07040/1,5ml/ kvalitatívne
	Inositol	Enterobacter aerogenes Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.54/	MKM 07035/2ml/ kvalitatívne
	Laktóza	Escherichia coli Proteus mirabilis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.55/	MKM 07019/2 ml/ kvalitatívne
	Lyzín	Salmonella enteritidis Citrobacter koseri		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.56/	MKM 07021/1 ml/ kvalitatívne
	Maltóza	Proteus vulgaris Proteus mirabilis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.57/	MKM 07036/1 ml/ kvalitatívne
	Manit	Escherichia coli Proteus mirabilis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.58/	MKM 07018/2 ml/ kvalitatívne
	ONPG	Escherichia coli Salmonella enteritidis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.59/	MKM 07026 /5ml/ kvalitatívne
	Ornitín	Enterobacter aerogenes Klebsiella pneumoniae		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.60/	MKM 07025/1 ml/ kvalitatívne
	Porfírín.test pozit. kontrola	Haemophilus influenzae Haemophilus parainfluenzae		Acta hygienica č.11/1977/ /ŠPP č.2/B, príloha č.61/	MKM 07031/0,5 ml/ kvalitatívne
	Porfírín.test negat. kontrola	Haemophilus influenzae Haemophilus parainfluenzae		Acta hygienica č.11/1977/ /ŠPP č.2/B, príloha č.62/	MKM 07032/0,5 ml/ kvalitatívne
	Sacharóza	Escherichia coli Salmonella enteritidis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.63/	MKM 07020/2 ml/ kvalitatívne
	Sorbitol	Escherichia coli Proteus mirabilis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.64/	MKM 07038/1 ml/ kvalitatívne
	Adonit 1%	Enterobacter aerogenes Salmonella enteritidis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.65/	MKM 07027/1 ml/ kvalitatívne
	Ureáza	Proteus mirabilis Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.66/	MKM 07024/0,5ml/ kvalitatívne
	Dulcít	Klebs.pneumoniae Proteus vulgaris		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.67/	MKM 07030/1ml/ kvalitatívne
	Peptonová voda bez NaCl	Staphylococcus aureus Escherichia coli		Manual IMUNA /ŠPP č.2/B, príloha č.68/	MKM 10059/9ml/ MKM 10071/500ml/ MKM 10123/3ml/ MKM 10196/150ml/ kvalitatívne
	Peptonová voda s NaCl	Staphylococcus aureus Escherichia coli		Manual OXOID /ŠPP č.2/B, príloha č.69/	MKM 10010/500ml/ MKM 10192/9ml/ kvalitatívne
	Pufrovaná pepton.voda	Salmonella enteritidis Salmonella typhimurium		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.2/A, príloha č.70/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.70/	MKM 10020/180ml/ MKM 10165/500ml/ MKM 10187/225ml/ kvalitatívne
	Peptonová voda s Tween 80	Salmonella enteritidis Salmonella typhimurium		Manual IMUNA /ŠPP č.2/B, príloha č.71/	MKM 10199/100ml/ kvalitatívne

## Flexibilný rozsah akreditácie MkB Test,a.s. Rosina

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné
	Matrica	Parameter	Princíp	Označenie	špecifikácie
	1	2	3	4	5
2.	Živné pôdy: Pufrovaný fyziol.roztok	Staphylococcus aureus Escherichia coli	Kultivačne	Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.72/	MKM 08011/5ml/ MKM 08019/3ml/ MKM 08012/10ml/ MKM 08020/6ml/ MKM 08017/1ml/ MKM 08033/0,5ml/ MKM 08018/4ml/ MKM 08034/2ml/ MKM 08035/10ml/sk.16x100 MKM 10119/500ml/ kvalitatívne
	Fyziolog.roztok pre spúta	Staphylococcus aureus Escherichia coli		/ŠPP č.2/B, príloha č.73/	MKM 08014/4ml/ MKM 08015/9,9ml/ kvalitatívne
	Fyziol.roztok pre Yersínie	Yersinia enterocolitica		/ŠPP č.2/B, príloha č.74/	MKM 08013 /5ml/ kvalitatívne
	Fyziologický roztok s peptonom	Staphylococcus aureus Escherichia coli		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.2/A, príloha č.70/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.75/	MKM 10068/500ml/ MKM 10075/90ml/ MKM 10090 /9ml/ kvantitatívne
	Fyziologický roztok s fenolom	Staphylococcus aureus		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.76/	MKM 10113/70ml/ kvalitatívne
	Fyziologický roztok bez pufru	Staphylococcus aureus Escherichia coli		/ŠPP č.2/B, príloha č.77/	MKM 08016/3,5 ml/ MKM 10009/500ml/ MKM 08022/180 ml/MKM 10116/70 ml/ kvalitatívne
	Fyziologický roztok s glukózou	Staphylococcus aureus Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.78/	MKM 08025/180 ml /MKM 08032/4 ml/ MKM 08026/500 ml /MKM 10227/1%-6ml/ MKM 10182/6,5%-6ml/ kvalitatívne
	Brucela bujón s glycerínom	Legionella pneumophila		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.79/	MKM 06052/1 ml/ kvalitatívne
	Eugon LT 100 bujón	Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.80/	/9ml,100ml// kvalitatívne
	Médium podľa Chamberlaina pre F.tularensis			/ŠPP č.2/B, príloha č.81/	MKM 08031/1000 ml/ kvalitatívne
	Živný bujón č.2 s 6,5% NaCl	Enterococcus faecalis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.82/	MKM 10193/9 ml/ kvalitatívne
	Tlmivý roztok pre Legionelly			/ŠPP č.2/B, príloha č.83/	MKM 10032/500 ml/ kvalitatívne
	Tlmivý roztok s NaCl a peptonom	Staphylococcus aureus Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.84/	MKM 10033/500 ml/ kvalitatívne
	Fosfátový pufer	Staphylococcus aureus		STN EN ISO 11133 /ŠPP č.2/A, príloha č.85/ Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.85/	MKM 10006/50 ml/ MKM 10066/9 ml/ MKM 10065/500 ml/ MKM 10207/100 ml/ kvantitatívne
	Xylóza	Klebsiella pneumoniae Morganella morganii		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.86/	MKM 10093/10 ml/ kvalitatívne
	Rhamnóza	Klebsiella pneumoniae Morganella morganii		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.87/	MKM 10094/10 ml/ kvalitatívne
	MR-VP médium	Escherichia coli Klebsiella pneumoniae		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.88/	MKM 10098/5 ml/ kvalitatívne
	Test pohyblivosti listérií	Listéria monocytogenes		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.89/	MKM 10099/5 ml/ kvalitatívne
	Laktobujón	Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.90/	MKM 10120/500 ml/ kvalitatívne
	Fluid K médium	Staphylococcus aureus Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.91/	MKM 10124/100 ml/ MKM 10126/300 ml/ MKM 10125/180 ml/ kvalitatívne
	m-LST pôda s VAN	Enterobacter sakazakii		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.92/	MKM 10146/10 ml/ kvalitatívne
	Tlmivá peptonová voda s malachytovou zeleňou	Salmonella enteritidis		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.93/	MKM 10204/40 ml/ kvalitatívne
	Peptonová voda s CaCl <sub>2</sub>	Salmonella enteritidis		/ŠPP č.2/B, príloha č.94/	MKM 10197/200 ml/ MKM 10198/90 ml/ kvalitatívne
	Trypton-sojový bujón s T, L, S	Staphylococcus epidermidis		Manual MERCK /ŠPP č.2/B, príloha č.95/	MKM 10222/500 ml/ kvalitatívne
	Trypton-sojový bujón s T, S, H, C	Staphylococcus epidermidis		Manual MERCK /ŠPP č.2/B, príloha č.96/	MKM 10224/500 ml/ kvalitatívne
	BPS,PSB, PBS pufer	Staphylococcus aureus		/ŠPP č.2/B, príloha č.97/	MKM 10133/500 ml/ MKM 10207/100 ml/ MKM 10216/500ml/ MKM 31013/1000 ml/ kvalitatívne
	Colorex Liquid ECC	Escherichia coli		Manual CHROMAgar /ŠPP č.2/B, príloha č.98/	MKM 02070/5ml/ kvalitatívne
Pufrovaná peptonová voda 2-násobná	Salmonella enteritidis	Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.99/	MKM 10022/100ml/ kvalitatívne		
Trypton-sojový bujón s neutralizátormi	Staphylococcus epidermidis	Manual MERCK /ŠPP č.2/B, príloha č.100/	MKM 10211/9 ml/ MKM 10212/500 ml/ kvalitatívne		

## Flexibilný rozsah akreditácie Mkb Test,a.s. Rosina

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné
	Matrica	Parameter	Princíp	Označenie	špecifikácie
	1	2	3	4	5
2.	Živé pôdy: MYPPN bujón s glukózou	Paenibacillus larvae	Kultivačne	/ŠPP č.2/B, príloha č.101/	MKM x4072 /100ml/ kvalitatívne
	Fyziologický roztok pre spracovanie citlivosti	Staphylococcus aureus Escherichia coli		EUCAST /ŠPP č.2/B, príloha č.102/	MKM 08045/9ml/ kvalitatívne
	Thioglykolát s vit. K1 a heminom	Clostridium perfringens		Manual BBL /ŠPP č.2/B, príloha č.103/	MKM 06063 /5ml/ kvalitatívne
	Urea bujón	Proteus mirabilis Escherichia coli		Manual HIMEDIA /ŠPP č.2/B, príloha č.104/	MKM 10259/500 ml/ kvalitatívne
	Reinforced Clostridial medium	Clostridium perfringens Bacteroides fragilis		Manual BBL /ŠPP č.2/B, príloha č.105/	MKM 10250 / 100 ml/ kvalitatívne
	Skim milk +MB	Enterococcus faecalis Streptococcus pyogenes		Manual Himedia /ŠPP č.2/B, príloha č.106/	MKM 10297/8 ml/ kvalitatívne
	GN bujón	Salmonella typhimurium Shigella flexneri		Manual .Himedia /ŠPP č.2/B, príloha č.107/	MKM 06066 /2ml/ kvalitatívne
	Cocced meat medium	Clostridium sporogenes		Manual .Himedia /ŠPP č.2/B, príloha č.108/	/100 ml/ kvalitatívne
	Todd-Hewitt bujón + colistin	Streptococcus agalactiae Streptococcus pyogenes		Manual Himedia /ŠPP č.2/B, príloha č. 109	MKM 06067/5 ml/ kvalitatívne
	Živný bujón č.2+10%NaCl	Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis		Manual Himedia /ŠPP č.2/B, príloha č.110/	MKM 10430/500 ml/ kvalitatívne
3.	<b>Citlivosť kmeňov na antibiotiká (ATB):</b>				
	Mueller Hinton agar	Citlivosť kmeňov na antibiotiká (ATB): Escherichia coli, Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Enterococcus faecalis	Disková difúzna metóda /DDM/ meranie priemeru inhibičných zón	Manual BBL EUCAST /ŠPP č. 3, príloha č. 1/	MKM 02011/PM/ MKM 02911/PM/ Hustota: 0,5 Mc Farlanda 10 <sup>8</sup> baktérií v 1 ml fyziologického roztoku Priemer inhibičných zón 16-34 mm
	Mueller Hinton agar s krvou	Streptococcus pneumoniae Enterococcus faecalis		Manual BBL NCCLS /ŠPP č. 3, príloha č. 2/	MKM 02012/PM/ MKM 02912/PM/ Hustota: 0,5 Mc Farlanda 10 <sup>8</sup> baktérií v 1 ml fyziologického roztoku Priemer inhibičných zón 11-30 mm
	HTM agar	Haemophilus influenzae Enterococcus faecalis		Manual BBL NCCLS /ŠPP č. 3, príloha č. 3/	MKM 02013/PM/ Hustota: 0,5 Mc Farlanda 10 <sup>8</sup> baktérií v 1 ml fyziologického roztoku Priemer inhibičných zón 14-40 mm
	HTM 2 agar	Haemophilus influenzae Enterococcus faecalis		Manual BBL NCCLS /ŠPP č. 3, príloha č. 4/	MKM 02016/PM MKM 02916/PM/ Hustota: 0,5 Mc Farlanda 10 <sup>8</sup> baktérií v 1 ml fyziologického roztoku Priemer inhibičných zón 14-40 mm
	AST agar	Candida albicans		Manual HIMEDIA NRC pre rezistenciu /ŠPP č.3, príloha č.5/	MKM 02015/PM/ Hustota: 0,5 McFarlanda 10 <sup>8</sup> baktérií v 1 ml fyziologického roztoku Priemer inhibičných zón 12 – 36 mm
	Casitone agar	Candida albicans		Manual BBL NRC pre rezistenciu /ŠPP č.3, príloha č. 6/	MKM 03035/PM/ MKM 03046/PM/ Hustota: 0,5 McFarlanda 10 <sup>8</sup> baktérií v 1 ml fyziologického roztoku Priemer inhibičných zón 12 – 36 mm
	Mueller Hinton agar + 2% glukózy	Candida albicans		Manual BBL /ŠPP č.3, príloha č.7/	MKM 02021/PM/ Hustota 0,5McFarlanda, 10 <sup>8</sup> baktérií v 1 ml fyziologického roztoku Priemer inhibičných zón 31-43 mm
	RPMI agar	Candida albicans		Manual BBL /ŠPP č.3, príloha č.8/	MKM 02024 McFarlanda 10 <sup>8</sup> baktérií v 1 ml fyziologického roztoku Priemer inhibičných zón 31-43 mm
	Mueller Hinton agar s konskou krvou+βNAD	Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae		Manual EUCAST /ŠPP č.3, príloha č.9/	MKM 02031/PM/ Hustota: 0,5McFarlanda 10 <sup>8</sup> baktérií v 1 ml fyziolog. roztoku Priemer inhibičných zón 8 – 38 mm



Fixný rozsah akreditácie, Mkb Test,a.s. Rosina:

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné špecifikácie
	Matrica	Parameter	Princíp	Označenie	
	1.	2.	3.	4.	
1.	živné pôdy	sterilita	kultivačne	Mikrobiologické vyšetřovací metody, Schindler, Ticháček, Potužník, zv. 4 1986 / ŠPP č. 4/	MŽP, Potravinárstvo Klinická mikrobiológia
2.	živné pôdy	pH	potencio-metria	STN ISO 10523 / ŠPP č. 5/	MŽP, Potravinárstvo Klinická mikrobiológia, Vodné hospodárstvo
3.	živné pôdy	objem	volumetria	STN EN ISO 4787 / ŠPP č. 6/	MŽP, Potravinárstvo Klinická mikrobiológia, Vodné hospodárstvo

Poznámky:

MKM- kód výrobku. Môže sa použiť pri identifikácii kontrolovanej živnej pôdy  
MŽP-mikrobiológia životného prostredia

**Osoby spôsobilé modifikovať a validovať metódy /vyvíjať nové metódy počas platnosti akreditácie:**

Meno a priezvisko, tituly	Spôsobilosť modifikovať a validovať metódy/vyvíjať nové metódy – - č.položky
MUDr. Anna Benčatová	položka 1, 2, 3

\*\*\*